

D

CYANO Fast / CYANO Retarder

Cyanoacrylat zur extraoralen Anwendung



Gebrauchsanweisung

Zusammensetzung:

5 g Fast enthält 2,86 g Ethyl-2-Cyanoacrylat

5 g Retarder enthält 2,74 g Ethyl-2-Cyanoacrylat

Anwendungsgebiete:

Klebstoffe auf Cyanoacrylatbasis zur extraoralen Anwendung im Labor und in der Zahnarztpraxis.

Lagerhinweise/Haltbarkeit:

Die Cyano Flüssigkeiten Fast und Retarder müssen im Kühlschrank aufbewahrt werden. Unangebrochene Ampullen sind im Kühlschrank bei maximal +6 °C zwei Jahre lagerstabil. Wenn die Flüssigkeiten bei Raumtemperatur nicht mehr glasklar aus den Ampullen tropfen, sondern Fäden ziehen, nicht mehr verwenden.

Eigenschaften: Nicht wasserlöslich – farbbeständig – randspaltsicher

GB

CYANO Fast / CYANO Retarder

Cyanoacrylate for extraoral use

Instructions for use

Composition:

5 g Fast contains 2.86 g ethyl-2-cyanoacrylate

5 g Retarder contains 2.74 g ethyl-2-cyanoacrylate

Indications:

Cyanoacrylate-based adhesive for extraoral use in laboratory and dental practice.

Storage Instructions / Shelf Life

Cyano liquids Fast and Retarder have to be stored in the refrigerator. Unused bottles can be stored in the refrigerator at maximum of +6 °C for two years. If the liquids do not drip from the bottles as clear as glass at room temperature, they should not be used anymore.

Characteristics: Not water-soluble – colourfast – excellent marginal seal

HÄGER & WERKEN GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1 • 47269 Duisburg, Germany
T +49 (0) 203 / 99 269-0 • F
+49 (0) 203 / 29 92 83
www.hagerwerken.de

Cyano Fast 4 x 5g REF 152 261
Cyano Retarder 4 x 5g REF 152 262

2014061202